

SANTO 消臭器

ホルマリン臭の消臭

HC-40

HC-40A

N・NT

HC-70

NS-2

イーデスS型

SANTO 消臭器



HC-40

従来から使用されています
ホルマリン消毒の消臭器です

HC-40 / HC-70

- 消臭容量
HC-40：約50L
HC-70：約70L
- 外形寸法(瓶を除く)・重量
HC-40：W250×D200×H215mm・5.5Kg
HC-70：W250×D230×H215mm・6.0Kg
- 電源・消費電力
HC-40：AC100V 50/60HZ・10W
HC-70：AC100V 50/60HZ・10W

※容器の形状によっては使用できない場合があります。




HC-40A

- 外形寸法(瓶を除く)・重量：W300×D190×H150mm・2.9Kg
- 電源・消費電力：AC100V 50/60HZ・6W



ラクデス NS-2

- 外形寸法(瓶を除く)・重量：W350×D210×H155mm・3.9Kg
- 電源・消費電力：AC100V 50/60HZ・6W



NT型

ラクN・NT型 (消臭瓶A・B載せ替え型)

- 外形寸法(瓶を除く)・重量：W200×D140×H140mm・1.4Kg
- 電源・消費電力：AC100V 50/60HZ・3W

※N型…手動式 NT型…自動式



イーデスS型 (送気)

- 外形寸法(瓶を除く)・重量：W180×D125×H125mm・1.0Kg
- 電源・消費電力：AC100V 50/60HZ・3W

SANTO ホルマリン殺菌カード




SANTOホルマリン殺菌カードは、ホルマリンガス消毒の殺菌効果を確認するカードです。

殺菌後の色調は、黄色→濃茶に変わって殺菌効果が確認できます。

【殺菌条件の一例】

| | |
|--------|---|
| 密封容量 | 52L |
| 温度 | 23~25°C |
| 湿度 | 50~85%RH |
| 滅菌時間 | 5時間 |
| 消毒剤 | 2.5mlホルマリン 局方 |
| 供試菌 | Bacillus atrophaeus(NRRL#B4418) 枯草菌 孢子量 10^6 |
| Lot No | A60147 |

器具容器



● 外形寸法

H-1型：W500×D320×H320mm 網棚2枚付
H-2型：W600×D320×H230mm 網棚2枚付

消臭架台



● 器具容器・消臭器の整理台

1型(H-1型)：W500×D350×H800mm
2型(H-2型)：W600×D350×H800mm

消臭A・B (3入)



SANTO® 三東医科工業株式会社

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地299
TEL.086-206-4425 FAX.086-206-4426
<http://www.santoika.co.jp>

代理店